## V702

# **AKTIVIERUNG MIT NEUTRONEN**

Phuong Quynh Ngo phuong-quynh.ngo@tu-dortmund.de

Durchführung: 25.05.2020 Abgabe: DATUM

TU Dortmund – Fakultät Physik

## Inhaltsverzeichnis

| 1   | Einleitung   | 3  |
|-----|--|----|
| 2   | Theorie  2.1 Die Kernreaktionen mit Neutronen  | 4  |
| 3   | Aufbau und Durchführung           3.1 Aufbau   |    |
| 4   | Auswertung4.1 Bestimmung der Untergrundrate4.2 Bestimmung der Halbwertszeit von Vanadium4.3 Bestimmung der Halbwertszeit von Rhodium | 9  |
| 5   | Diskussion   | 13 |
| 6   | Anhang   | 15 |
| Lit | teratur  | 17 |

## 1 Einleitung

In diesem Versuch sollen die mittlere Halbwertzeiten bestimmt werden.

#### 2 Theorie

Der Kern eines Atoms besteht aus Protonen und Neutronen. Dieser ist nur stabil, solange sich das Verhältnis beider innerhalb enger Grenzen befindet. Liegt es hingegen außerhalb der Grenzen ist der Kern instabil und zerfällt zu einem kleineren Kern. Das entsprechende Atom ist dann radioaktiv. Die Wahrscheinlichkeit mit welcher ein Kern innerhalb eines Zeitintervalls wird über seine Halbwertszeit T definiert, nach welcher die Hälfte der Kerne zerfallen sind.

#### 2.1 Die Kernreaktionen mit Neutronen

Dringt ein freies Neutron in den Wechselwirkungsbereich eines Kerns A ein, wird es von letzterem absorbiert. Der neue Kern  $A^*$  wird als Compoundkern bezeichnet und liegt energetisch um die Gesamtenergie des Neutrons höher. Die zusätzliche Energie verteilt sich über die Nukleonen des Kerns und hebt diese in höhere Niveaus. Aufgrund der Energieverteilung besitzen die einzelnen Nukleonen nun zu wenig Energie, um das neue Neutron wieder abzustustoßen und geben die überschüssige Energie nur in Form von Gammaquanten wieder ab. Der neue Kern ist nun nicht mehr stabil und wandelt sich unter Abgabe eines Elektrons  $\beta^-$  und eines Antineutrinos  $\overline{\nu}_{\rm e}$  in einen stabilen Kern um.

$${}^{m+1}_{z}A \to {}^{m+1}_{z+1}C + \beta^{-} + E_{kin} + \overline{\nu_{e}}$$
 (1)

Die nun überschüssige Energie geht in kinetische Energie von Elektron und Antineutrino über. Die Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Kern ein freies Neutron fängt wird über den Wirkungsquerschnitt  $\sigma$  dargestellt. Dieser beschreibt die Fläche, die ein theoretischer Kern besitzen müsste um jedes Neutron zu fangen. Für ihn gilt:

$$\sigma = \frac{u}{nKd},\tag{2}$$

mit der Neutronenanzahl n, der Einfänge u auf einer  $1\mathrm{cm}^2$  großen Folie der Dicke d und K Atomen pro  $\mathrm{cm}^3$ . Es zeigt sich jedoch , dass zwischen langsamen und schnellen Neutronen unterschieden werden muss. Ist die Geschwindigkeit des Neutrons groß, so ist die de-Broglie Wellenlänge des Neutrons klein gegenüber dem Kern und das Problem kann rein geometrisch betrachtet werden. Ist sie jedoch gering, so rücken die quantenmechanischen Effekte in den Vordergrund. In Näherung kann

$$\sigma = \frac{1}{\alpha} \tag{3}$$


angenommen werden, welches mit der Vorstellung übereinstimmt, dass sich ein langsames Neutron länger im Wirkungsbereichs des Kerns aufhält. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kernkräfte es in den Kern ziehen.

#### 2.2 Erzeugung niederenergetischer Neutronen

Um die benötigten Neutronen zu gewinnen werden <sup>9</sup>Be-Kerne mit der Alphastrahlung einer <sup>226</sup>Ra Quelle beschossen. Dabei gilt:

$${}_{4}^{9}\text{Be} + {}_{2}^{4} \rightarrow {}_{6}^{12}\text{C} + {}_{0}^{1}\text{n}$$
 (4)

Die entstandenen Neutronen besitzen eine kontinuierliches Energiespektrum bis zu 13.7 MeV. Um sie auf die gewünschte mittlere kinetische Energie von 0,025 eV zu bringen, diffundieren sie vor dem Probenkontakt durch dicke Materieschichten, in welchen sie ihre kinetische Energie in elastischen Stößen abgeben. Die Stöße sind am effektivsten, wenn der Stoßpartner Wasserstoff ist. Die benutzte Neutronenquelle besitzt daher einen Mantel aus Paraffin (siehe Abbildung 1).



**Abbildung 1:** Der Querschnitt duch die verwendete Quelle für thermische Neutronen.[1]

Wenn die Neutronen die Probe erreichen bewegen sie sich im Mittel nur noch mit 2,2 km/s. Solche Neutronen werden als thermische Neutronen bezeichnet.

#### 2.3 Der Zerfall instabiler Isotope

Ein instabiles Isotop zerfällt wie bereits beschrieben in stabile, leichtere Isotope. Für die Anzahl der zum Zeitpunkt t noch nicht zerfallenen Kerne gilt dabei:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},\tag{5}$$

mit den anfänglichen Kernen  $N_0$  und der Zerfallskonstante  $\lambda.$  Für T folgt:

$$T = \frac{\log(2)}{\lambda}. (6)$$

Die zur Zeit t noch existierenden Kerne zu bestimmen ist jedoch sehr schwierig. Deswegen werden stattdessen die auftretenden Zerfälle in einem festen Zeitintervall gemessen, da diese ebenso exponentiell mit der Zeit abfallen. Dies ist in Abbildung 2 dargestellt.




Abbildung 2: Die Zerfallskurve eines Präparates.[1]

Für sie gilt:

$$N_{\Delta t}(t) = N_0 \left(1 - e^{-\lambda \Delta t}\right) e^{-\lambda t} \text{ bzw. } \ln\left(N_{\Delta t}(t)\right) \tag{7}$$

$$= \ln\left(N_0(1 - e^{-\lambda \Delta t})\right) - \lambda t. \tag{8}$$

Es ist jedoch darauf zu achten geeignete Zeitintervalle zu verwenden, damit die statistischen Fehler gering bleiben, jedoch auch keine systematischen Fehler auftreten. Auf diese Weise kann das Zerfallsverhalten vieler Stoffe untersucht werden. Für das Element Indium gilt beispielsweise:

$${}^{115}_{49}\text{In} + n \to {}^{116}_{49}\text{In} \to {}^{116}_{50}\text{Sn} + \beta^- + \overline{\nu_e}$$
 (9)

Es gibt jedoch auch einige Sonderfälle, von denen der Fall Rhodium nun gesondert betrachtet wird.

$${}^{103}_{45}\text{Rh} \begin{cases} {}^{10\%}_{-} {}^{104i}_{45}\text{Rh} \rightarrow {}^{104}_{45}\text{Rh} + \gamma \rightarrow {}^{104}_{46}\text{Pd} + \beta^{-} + \overline{\nu_{e}} \\ {}^{90\%}_{-} {}^{104}_{45}\text{Rh} \rightarrow {}^{104}_{46}\text{Pd} + \beta^{-} + \overline{\nu_{e}} \end{cases}$$
(10)

Bei der Aktivierung von reinem  $^{103}$ Rh durch Neutronen können nach der Zerfallsreihe in (10) zwei verschiedene Isomere entstehen, welche sich in ihrer Energie unterschieden. Das langlebige  $^{104i}$ Rh zerfällt anschließend wieder zu energieärmeren  $^{104}$ Rh. Das verwendete Zählrohr zählt jedoch die Zerfälle beider Reihen. Aufgrund der sehr unterschiedlich

Halbwertszeiten kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das kurzlebige Isomer nach einiger Zeit zerfallen ist und von da an nur noch Zerfälle des langlebigen registriert werden. Zwar zerfällt auch das durch den  $^{104i}$ Rh- Zerfall entstandene  $^{104}$ Rh weiter zu  $^{104}$ Pd, jedoch spielen diese Zerfälle nur eine untergeordnete Rolle.

## 3 Aufbau und Durchführung

#### 3.1 Aufbau

Der Messaufbau besteht im Kern aus einem radioaktiven Isotop und einem Geiger-Müller-Zählrohr, welches die auftretenden Zerfälle registriert (siehe Abbildung 3).




Abbildung 3: Eine schematische Darstellung des Messaufbaus. [1]

Dieses besteht aus einer mit Argon gefüllten Röhre. Trifft nun ein Betateilchen oder ein Gammaquant auf das Argon, wird dieses ionisiert und sorgt aufgrund einer hohen anliegenden Spannung für eine Elektronenlavine. Die Spannung kann anschließend ohne einen größeren Verstärker gemessen werden. Die Messzeit kann am Ausgabegerät des Zählrohrs eingestellt werden. Nach einem Durchlauf wird auf ein zweites Zählwerk gewechselt, sodass die aktuellen Ergebnisse notiert werden können. Zusätzlich ist der Messaufbau mit einer Bleikleidung versehen. Zum einen schirmt Sie das Messgerät vor verfälschender kosmischer Strahlung ab, zum anderen schützt Sie den Anwender vor der vorherrschenden Radioaktivität. Um die benötigten radioaktiven Isotope zu erzeugen, werden stabile Kerne in einem Behälter nach mit Neutronen beschossen. Um die Ausbeute zu maximieren durchlaufen die Neutronen zunächst jedoch eine bremsende Paraffinschicht.

#### 3.2 Duchführung

Als erstes wird eine Messung für den Nulleffekt  $N_U$  durchgeführt. Um Fehler aufgrund von Störquellen, wie kosmischer Strahlung, zu minimieren wird zunächst ein Leerlauf ohne Isotop über 600s durchgeführt. Nun folgt zunächst eine Zerfallsmessung des Elementes Vanadium. Die Vanadium-Probe wird in das Geiger-Müller-Zählrohr gesteckt, wie in Abbildung 4 dargestellt ist.



Abbildung 4: Der Versuchsaufbau. [1]

Es wird in einem Intervall von  $\Delta t$ =30 s gemessen. Anschließend wird die Vanadium-Probe durch den Rhodium-Probe ausgetauscht. Diesmal wird die Messung in einem Zeitintervall von  $\Delta t$ =15 s gemessen.

## 4 Auswertung

Die Formel für den Mittelwert lautet

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{11}$$

Die Standardabweichung wird mit folgender Formel

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$
 (12)

berechnet. Die Formel für den Fehler des Mittelwertes lautet

$$\Delta \bar{x} = s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}.$$
 (13)

Diese werden im Folgenden verwendet.

### 4.1 Bestimmung der Untergrundrate

Die Untergrundrate  $N_U$  wird mehrfach gemessen mit dem Messintervall  $\Delta t=300$ s. Die Messwerte von  $N_U$  betragen ={129, 143, 144, 136, 139, 126, 158} Imp. Der Untergrund  $N_U$  wird mit der Formel

$$N_U = \frac{\bar{N}_U}{\Delta t} \tag{14}$$

bestimmt. Der Untergrund ergibt

$$N_U = (0,464 \pm 0,033) \, \mathrm{Imp.}$$

Der Untergrund (Anzahl der Impulsen bei der ohne Probe erhältlichen Zählrohr) werden bei der folgenden Teilen des Versuches von den Zählraten abgezogen.

#### 4.2 Bestimmung der Halbwertszeit von Vanadium

Die aktivierte Vanadiumprobe wird direkt nach dem Entnehmen aus der Neutronenquelle auf das Geiger-Muller-Zahlrohr gesteckt, dann wird die Messung gestartet. Als Messintervall wird  $\Delta t=30$ s gewählt. Die Nullräten werden aus den gemessen Zählraten mit Formel

$$N = N_{\text{mess}} - N_U \cdot \Delta t \tag{15}$$

abgezogen und die Fehler der Zählraten werden mit Formel

$$\Delta N = \sqrt{N} \tag{16}$$

berechnet.

Diese Messwerte und berechneten Werte sind in Tabelle 1 (siehe 6) aufgelistet. Die Zerfallskurve der Vanadiumprobe wird in Grafik 5 veranschaulicht.




Abbildung 5: Die Zerfallskurve der Vanadiumprobe.

Da die letzten Zahlintervalle sehr geringe Zahlraten haben, wird die Bestimmung der Zerfallszeit dadurch sehr ungenau. Deswegen werden nur die Messwerte verwendet, die im Zeitintervall von 0 bis 540 s gemessen werden. In diesem Zeitintervall wird eine lineare Regression hinzugeführt. Die Ausgleichsgerade besitz die Form:

$$ln(N) = -a \cdot t + b \tag{17}$$


mit  $a=\lambda,\,b=\ln(N_{t=0})(1-e^{\lambda\Delta t}).$  Die Parameter ergeben

$$a = (3,724 \pm 0,246) \cdot 10^{-3} \frac{1}{s}$$
  
 $b = (5,400 \pm 0,097).$ 

Daraus ergibt sich die Halbwertszeit von Vanadidum

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = (186, 130 \pm 12, 295) \,\mathrm{s}.$$
 (18)

Zur Bestimmung der Zerfallskonstante  $\lambda$  und Halbwertszeit T der Vanadiumprobe wird eine Die Ausgleichungsgerade hinzugeführt. Diese wird in Abbildung 6 dargestellt.



**Abbildung 6:** Die Ausgleichungskurve zur Bestimmung der Zerfallskonstante und Halbwertszeit der Vanadiumprobe.

#### 4.3 Bestimmung der Halbwertszeit von Rhodium

Die Messung wird analog zu der Messung mit Vanadium durchgefuhrt. Der Messintervall beträgt bei Rhodium  $\Delta t=15\,s$ . Diese Messwerte und berechneten Werte sind in Tabelle 2 (siehe 6) aufgelistet.

Die Zerfallskurve der Rhodiumprobe wird in Grafik 7 veranschaulicht.





Abbildung 7: Die Zerfallskurve der Rhodiumprobe.

Die Ausgleichungskurven zur Bestimmung der Zerfallskonstante  $\lambda$  und Halbwertszeit T der Rhodiumprobe werden in Grafik 8 veranschaulicht.



**Abbildung 8:** Die Ausgleichungskurven zur Bestimmung der Zerfallskonstante und Halbwertszeit der Rhodiumprobe.

Wie aus der Abbildung 7 hervorgeht, besteht die Probe nicht aus einem einzelnen radioaktiven Nuklid, sondern aus zwei unabhängig zerfallenden Nukliden. In diesem Zeitintervall werden die lineare Regressionen hinzugeführt.

Die Ausgleichsgerade besitz die Form:

$$\ln(N) = -a_{1,2} \cdot t + b_{1,2} \tag{19}$$

mit  $a_{1,2}=\lambda_{1,2},\,b_{1,2}=\ln(N_{t=0})(1-e^{\lambda_{1,2}\Delta t}).$  Die Parameter ergeben

$$\begin{split} a_1 &= (12,035 \pm 0,207) \cdot 10^{-3} \, \frac{1}{\mathrm{s}} \\ b_1 &= (6,641 \pm 0,030). \\ a_2 &= (3,249 \pm 0,430) \cdot 10^{-3} \, \frac{1}{\mathrm{s}} \\ b_2 &= (4,535 \pm 0,204). \end{split}$$

Aus den Steigungen  $a_1$  und  $a_2$  der beiden eingezeichneten Geraden lassen sich näherungsweise die Halbwertszeiten  $T_{1,2}$  (entspricht dem kurzlebigen und langlebigen Zerfall)

$$T_1 = (57, 594 \pm 0, 991) \,\mathrm{s}$$
  
 $T_2 = (213, 341 \pm 28, 235) \,\mathrm{s}$ 

bestimmen.

### 5 Diskussion

Die Abweichung wird im folgenden mit der Formel

Abweichung 
$$f = \left| \frac{\text{Berechnete Werte} - \text{Literaturwerte}}{\text{Literaturwerte}} \right| \cdot 100\%$$
 (20)

berechnet. Bei dem Versuch werden folgende Einflüsse (systemmatische Fehler) nicht berücksichtigt:

- 1. Ablesefehler bei Messgeräten
- 2. Fehler in den Messgeräten bzw. Messmitteln
- 3. Schwankungen der Netzspannung

Der experimentelle Wert der Halbwertzeit der Vanadiumprobe beträgt  $T=(186,130\pm12,295)\,\mathrm{s}$ . Der Theoriewert von der Halbwertzeit der Vanadiumprobe lautet  $T=224,6\,\mathrm{s}$  [2]. Für die relative Abweichung ergibt sich 17,128%.

Der experimentelle Wert der Halbwertzeit der Rhodiumprobe beträgt  $T=(213,341\pm28,235)\,\mathrm{s}$ . Der Theoriewert von der Halbwertzeit der Rhodiumprobe lautet  $T=260\,\mathrm{s}[3]$ . Für die relative Abweichung ergibt sich 17,946%.

# 6 Anhang

Tabelle 1: Die gemessen und berechneten Daten für Vanadium.

| t/s  | $N_{ m mess}/{ m Imp}$ | $N/\mathrm{Imp}$  | $\Delta N/\mathrm{Imp}$ | $\ln(N)$ |
|------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 30   | 189                    | 175,08            | 13,232                  | 5,165    |
| 60   | 197                    | 183,08            | 13,531                  | 5,210    |
| 90   | 150                    | 136,08            | 11,665                  | 4,913    |
| 120  | 159                    | 145,08            | 12,045                  | 4,977    |
| 150  | 155                    | 141,08            | 11,878                  | 4,949    |
| 180  | 132                    | 118,08            | 10,866                  | 4,771    |
| 210  | 117                    | 103,08            | 10,153                  | 4,636    |
| 240  | 107                    | 93,08             | 9,648                   | 4,533    |
| 270  | 94                     | 80,08             | 8,949                   | 4,383    |
| 300  | 100                    | 86,08             | 9,278                   | 4,455    |
| 330  | 79                     | 65,08             | 8,067                   | 4,176    |
| 360  | 69                     | 55,08             | 7,422                   | 4,009    |
| 390  | 81                     | 67,08             | 8,190                   | 4,206    |
| 420  | 46                     | 32,08             | 5,664                   | 3,468    |
| 450  | 49                     | 35,08             | 5,923                   | 3,558    |
| 480  | 61                     | 47,08             | 6,861                   | 3,852    |
| 510  | 56                     | 42,08             | 6,487                   | 3,740    |
| 540  | 40                     | 26,08             | 5,107                   | 3,261    |
| 570  | 45                     | 31,08             | 5,575                   | 3,437    |
| 600  | 32                     | 18,08             | 4,252                   | 2,895    |
| 630  | 27                     | 13,08             | 3,617                   | 2,571    |
| 660  | 43                     | 29,08             | 5,393                   | 3,370    |
| 690  | 35                     | 21,08             | 4,591                   | 3,048    |
| 720  | 19                     | 5,08              | 2,254                   | 1,625    |
| 750  | 28                     | 14,08             | 3,752                   | 2,645    |
| 780  | 27                     | 13,08             | 3,617                   | 2,571    |
| 810  | 36                     | 22,08             | 4,699                   | 3,095    |
| 840  | 25                     | 11,08             | 3,329                   | 2,405    |
| 870  | 29                     | 15,08             | 3,883                   | 2,713    |
| 900  | 18                     | 4,08              | 2,020                   | 1,406    |
| 930  | 17                     | 3,08              | 1,755                   | 1,125    |
| 960  | 24                     | 10,08             | 3,175                   | 2,311    |
| 990  | 21                     | 7,08              | 2,661                   | 1,957    |
| 1020 | 25                     | 11,08             | 3,329                   | 2,405    |
| 1050 | 21                     | 7,08              | 2,661                   | 1,957    |
| 1080 | 24                     | 10,08             | 3,175                   | 2,311    |
| 1110 | 25                     | 11,08             | 3,329                   | 2,405    |
| 1140 | 17                     | 3,08              | 1,755                   | 1,125    |
| 1170 | 20                     | 6,08              | 2,466                   | 1,805    |
| 1200 | 19                     | 5,08              | 2,254                   | 1,625    |
| 1230 | 20                     | $\frac{6.08}{15}$ | 2,466                   | 1,805    |

Tabelle 2: Die gemessen und berechneten Daten für Rhodium.

| t/s | $N_{ m mess}/{ m Imp}$ | $N/\mathrm{Imp}$ | $\Delta N/\mathrm{Imp}$ | $  \ln(N)  $ |
|-----|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 15  | 667                    | 660,04           | 25,691                  | 6,492        |
| 30  | 585                    | 578,04           | 24,042                  | 6,360        |
| 45  | 474                    | 467,04           | 21,611                  | 6,146        |
| 60  | 399                    | 392,04           | 19,800                  | 5,971        |
| 75  | 304                    | 297,04           | 17,235                  | 5,694        |
| 90  | 253                    | 246,04           | 15,686                  | 5,505        |
| 105 | 213                    | 206,04           | 14,354                  | 5,328        |
| 120 | 173                    | 166,04           | 12,886                  | 5,112        |
| 135 | 152                    | 145,04           | 12,043                  | 4,977        |
| 150 | 126                    | 119,04           | 10,911                  | 4,779        |
| 165 | 111                    | 104,04           | 10,200                  | 4,645        |
| 180 | 92                     | 85,04            | 9,222                   | 4,443        |
| 195 | 79                     | 72,04            | 8,488                   | 4,277        |
| 210 | 74                     | 67,04            | 8,188                   | 4,205        |
| 225 | 60                     | 53,04            | 7,283                   | 3,971        |
| 240 | 52                     | 45,04            | 6,711                   | 3,808        |
| 255 | 56                     | 49,04            | 7,003                   | 3,893        |
| 270 | 53                     | 46,04            | 6,785                   | 3,830        |
| 285 | 41                     | 34,04            | 5,834                   | 3,528        |
| 300 | 36                     | 29,04            | 5,389                   | 3,369        |
| 315 | 37                     | 30,04            | 5,481                   | 3,403        |
| 330 | 32                     | 25,04            | 5,004                   | 3,220        |
| 345 | 36                     | 29,04            | 5,389                   | 3,369        |
| 360 | 38                     | 31,04            | 5,571                   | 3,435        |
| 375 | 34                     | 27,04            | 5,200                   | 3,297        |
| 390 | 40                     | 33,04            | 5,748                   | 3,498        |
| 405 | 21                     | 14,04            | 3,747                   | 2,642        |
| 420 | 35                     | 28,04            | 5,295                   | 3,334        |
| 435 | 33                     | 26,04            | 5,103                   | 3,260        |
| 450 | 36                     | 29,04            | 5,389                   | 3,369        |
| 465 | 20                     | 13,04            | 3,611                   | 2,568        |
| 480 | 24                     | 17,04            | 4,128                   | 2,836        |
| 495 | 30                     | 23,04            | 4,800                   | 3,137        |
| 510 | 30                     | 23,04            | 4,800                   | 3,137        |
| 525 | 26                     | 19,04            | 4,363                   | 2,947        |
| 540 | 28                     | 21,04            | 4,587                   | 3,046        |
| 555 | 23                     | 16,04            | 4,005                   | 2,775        |
| 570 | 20                     | 13,04            | 3,611                   | 2,568        |
| 585 | 28                     | 21,04            | 4,587                   | 3,046        |
| 600 | 17                     | 10,04            | 3,169                   | 2,307        |
| 615 | 26                     | 19,04            | 4,363                   | 2,947        |
| 630 | 19                     | 12,04            | 3,470                   | 2,488        |
| 645 | 13                     | 6,04             | 2,458                   | 1,798        |
| 660 | 17                     | 10184            | 3,169                   | 2,307        |

## Literatur

- [1] V702 Aktivierung mit Neutronen. Eingesehen am 25.06.2020. URL: https://moodle.tu-dortmund.de/mod/folder/view.php?id=600354.
- [2] Die Halbwertzeit von Vanadium 52. Eingesehen am 29.06.2020. URL: http://www.periodensystem-online.de/index.php?id=isotope&el=23&mz=52&nrg=0&show=nuklid&sel=.
- [3] Die Halbwertzeit von Rohdium. Eingesehen am 29.06.2020. URL: http://www.periodensystem-online.de/index.php?id=isotope&el=45&mz=104&nrg=0.129&show=nuklid&sel=.